

Link do produktu: <https://redmed.pl/wieloparametrowy-plyn-kontrolny-pts-cardiochek-cholesterol-trojglicerydy-glukoza-p-35.html>



Wieloparametrowy płyn kontrolny PTS CardioChek, Cholesterol, trójglicerydy, glukoza

Cena	243,00 zł
Numer katalogowy	PTS721
Kod producenta	721
Kod EAN / GETIN	381930721013
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS000721

Opis produktu

Wieloparametrowy płyn kontrolny do kontroli jakości pasków testowych takich jak cholesterol całkowity, trójglicerydy, glukoza.

Materiały kontrolne są używane do upewnienia się, że wszystkie części systemu działają poprawnie, a wynik jest dokładny i godny zaufania dla całego systemu.

Materiały do kontroli jakości są to płyny, za pomocą których otrzymamy wyniki, spełniające kryteria pomiarowe. Zakresy dla poszczególnych pasków oraz poziomów są wyszczególnione na dostarczonej razem z testami karcie kontrolnej.

Jeżeli po przeprowadzonym teście kontrolnym otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami z karty kontrolnej, oznacza to że cały system działa poprawnie.

[CardioChek analizator do pomiaru cholesterolu, glukozy i trójglicerydów](#)