



14G -1000 szt. testy do analizatora moczu kreatynina mikroalbumina do URIT 31

Cena	600,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	urit 31
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Odczynnikowe paski do badania moczu kompatybilne z analizatorem moczu [U31](#)
Opakowanie zbiorcze 10 x 100 pasków.

Testy 14G z pomocą których wyznacza się 14 parametrów z moczu:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- pH,
- erytrocyty (krew)
- ciężar właściwy
- ciała ketonowe – ketony
- bilirubinę
- glukozę
- kwas askorbinowy - witamina C
- białko
- kreatyninę
- mikroalbuminy (albuminy)
- wapń

Przygotowanie próbek: manualne zanurzenie