

Link do produktu: <https://redmed.pl/zamiennik-lancety-23g-accu-chek-safe-t-pro-plus-lancets-200-szt-p-1181.html>

Zamiennik, Lancety 23G Accu-Chek Safe-T-Pro Plus lancets 200 szt

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	03603539150
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Jednorazowy nakłuwacz Accu-Chek Safe-T-Pro Plus zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Nakłuwacz spełnia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny stawiane przez instytucje opieki zdrowotnej.

[Idealnie nadają się do pracy z paskami testowymi Reflotron.](#)

Cechy lancet Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

- Średnica igły: 0,63 mm (23 G)
- Trzy regulowane głębokości nakłucia umożliwiają dostosowanie nakłucia do typu skóry użytkownika: 1,3 mm, 1,8 mm, 2,3 mm
- Zabezpieczone ustawienie głębokości nakłucia. Nie ma ryzyka, że wybrana głębokość nakłucia może ulec przypadkowej zmianie.
- Błyskawiczne nakłucie w 3 milisekundy.
- Skośnie ścięta igła o małej średnicy umożliwia niemal bezbolesne uzyskanie próbki krwi.
- Do stosowania u dorosłych, dzieci poniżej 1. r.ż. oraz u noworodków.
- Oszczędność miejsca i ograniczenie kosztów w związku z używaniem jednego typu lancetu.
- Do jednorazowego użytku; brak ryzyka kontaminacji krzyżowej.
- Technologia Safe-T gwarantuje, że igła jest zawsze dobrze zabezpieczona w obudowie, co eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia.
- Automatyczne cofanie igły po jednorazowym użyciu eliminuje ryzyko zranienia oraz kontaminacji krzyżowej.
- Po jednokrotnym użyciu należy pozbyć się całego nakłuwacza.

Opakowanie 200 jednorazowych lancet