

Link do produktu: <https://redmed.pl/zbiornik-na-insuline-minimed-3-ml-p-1337.html>

Zbiornik na insulinę MiniMed - 3 ml

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zbiorniczki na insulinę MiniMed oferują szybkie i efektywne napełnianie, oraz łatwość obsługi – zbiorniczki nie wymagają montażu, są gotowe do użycia.

Unikalne funkcje zbiorniczka na insulinę:

Zaprojektowane tak, aby ich napełnianie było wygodne i wyjątkowo bezpieczne.

Mniejsze ryzyko obrażeń - w przeciwieństwie do zbiorników ze złączami typu luer, niepotrzebna jest żadna dodatkowa igła, ponieważ jest ona zintegrowana ze złączem TransferGuard.

Bezpieczne, stabilne i proste napełnianie pojemnika - złącze TransferGuard łatwo mocuje się na fiolce z insuliną.

Pasuje do pomp insulinowych MiniMed 640G, Veo dużej, 722, 715, 712

Nie pasuje do małej pompy Veo

Producent: Medtronic