

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-akcesoriow-pic-solution-air-kit-do-inhalatorow-p-1283.html>



Zestaw akcesoriów PIC Solution Air Kit do inhalatorów

Opis produktu

Zestaw akcesoriów PIC Solution Air Kit zawiera
Komora nebulizacyjna Sidestream®
Maska Air Soft 2w1 (dla dorosłych i dla dzieci)
Ustnik
Aplikator donosowy
Przewód połączeniowy

Akcesoria są oryginalnie stosowane w inhalatorach Pic Solution: Air Family II, Mr Hippo, Mr Carrot

Mogą być również zastosowane we wszystkich inhalatorach tłokowych w których oryginalnie zastosowany jest nebulizator Sidestream®.

Komora nebulizacyjna Sidestream® pozwala na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia 30% więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą