

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-analizator-do-pomiaru-kreatyniny-i-testy-kreatynina-25-szt-pomiar-z-krwi-kapilarnej-z-palca-cardiochek-pa-p-114.html>



Zestaw Analizator do pomiaru Kreatyniny, i Testy Kreatynina 25 szt. Pomiar z krwi kapilarnej z palca. CardioChek PA

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1708_1720
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Cena promocyjna zestawu dotyczy pasków z krótką datą ważności!

Zestaw promocyjny CardioChek P.A. z opakowaniem pasków testowych po pomiaru kreatyniny 25 szt/op

CardioChek PA przenośny analizator cholesterolu.

Najnowszej generacji niezawodny i bezkonkurencyjny glukometr. Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba określenia poziomu cukru w krwi w bardzo precyzyjny, szybki oraz wygodny sposób. Jako jedyne urządzenie na świecie posiada możliwość określania także innych parametrów w krwi pobranej z palca.

Możliwości analizatora:

- Panel Lipidowy ~ 120 sek.
- Panel Kardiologiczny ~ 120 sek.
- Panel Metaboliczny ~ 120 sek.
- Panel Diabetologiczny ~ 120 sek.
- Panel Naczyniowy ~ 120 sek.
- pomiar całkowity cholesterolu (TC) ~120 sek
- pomiar cholesterolu HDL ~120 sek
- pomiar cholesterolu LDL wyliczony lub zbadany bezpośrednio ~120 sek
- pomiar trójglicerydów ~60 sek
- pomiar ciał ketonowych (β-hydroksymaślan) ~120 sek
- pomiar kreatyniny ~8 min pomiar glukozy ~60 sek

Aparat jest w pełni automatyczny, a pomiar wykonuje się bardzo łatwo. Kolejnym atutem urządzenia jest wielkość pasków testowych, które można w łatwy sposób używać, nawet przez osoby, które posiadają trudności w chwytaniu przedmiotów.

Panel Lipidowy

- cholesterol całkowity (TC) - 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- cholesterol (HDL) - 15 - 100 mg/dl (0,39 - 2,59 mmol/L)
- trójglicerydy (TG) - 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)
- cholesterol (LDL) - 50 - 200 mg/dl (1,29 - 5,18 mmol/L)
- stosunek TC/ HDL

Panel Kardiologiczny

- cholesterol całkowity (TC) - 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- glukoza (GLU) - 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)
- cholesterol (HDL) - 15 - 100 mg/dl (0,39 - 2,59 mmol/L)
- stosunek TC/ HDL

Panel Metaboliczny, za pomocą którego, jednym nakłuciem z jednej kropli krwi zbadamy:

- cholesterol (HDL) - 25 - 100 mg/dl (0,65 - 2,59 mmol/L)
- trójglicerydy (TG) - 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)
- glukoza (GLU) - 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)

Panel Naczyniowy

- całkowity cholesterol (TC) - 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- cholesterol (HDL) - 15 - 100 mg/dl (0,39 - 2,59 mmol/L)

Panel Diabetologiczny

- cholesterol całkowity (TC) - 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- glukoza (GLU) - 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)

W skład zestawu wchodzi:

- Glukometr CardioChek PA, + instrukcja PL,En
- Czarny futerał ochronny,
- 2 x bateria AAA, na około 300 badań,
- opakowanie testów kreatynina (CRE) 25 szt./op.

Referencje:

- [Opinia placówki medycznej Copernicus](#)

Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").