

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-infuzyjny-accu-chek-tender-link-p-236.html>

Zestaw infuzyjny Accu Chek Tender Link

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Accu Chek Tender Link
Producent	Roche
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Accu-Chek TenderLink zapewnia swobodę ruchów dla osób aktywnych:

- elastyczna kaniula, wprowadzana pod kątem 45°, dopasowuje się do ruchów ciała,
- przezroczyste okienko ułatwia obserwowanie miejsca wkłucia,
- zróżnicowany kąt wprowadzenia wkłucia pomaga umieścić je w najlepszym miejscu,
- miękka, teflonowa kaniula i rozłączany dren o różnej długości

Uniwersalna złączka Luer pozwala na stosowanie tego zestawu infuzyjnego z różnymi typami pomp insulinowych. Kaniula bez drenu występuje w zestawie zawsze w tym samym rozmiarze co kaniula z drenem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuli i drenu: 13/110 , 13/30 , 13/60 , 13/80 , 17/110 , 17/30 , 17/60 , 17/80