

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-infuzyjny-easy-release-p-1246.html>

Zestaw infuzyjny Easy Release



Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Sooil

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Easy Release z kaniulą z dobrej stali do iniekcja pod kątem 90 stopni.

Cechy

Rurka

Zaprojektowany do użytku z pompą insulinową
Mechanizm sprężynowy - łatwe rozłączanie / ponowne podłączanie

Niski profil

Płaski kształt kopuły - ogranicza szarpanie odzieży

Taśma do mocowania do ciała

Hipoalergiczna - ogranicza podrażnienie skóry.
Minimalizuje lepkie pozostałości taśmy.

Kaniula

Stal 27G
Wprowadzenia pod kątem 90 stopni.
Długości 7 mm i 9 mm

Opakowanie

Sterylnie, pojedynczo pakowane.

Długość kaniuli	7 mm	9 mm	7 mm	9 mm
Długość rurki	110 cm	110 cm	70 cm	70 cm