

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-infuzyjny-quick-set-10-szt-4-sensory-p-1333.html>

Zestaw infuzyjny Quick-set 10 szt + 4 sensory

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Medtronic

Opis produktu

Quick-Set® łączy w sobie cienki profil, łatwość obsługi i dużą wygodę użytkowania, dlatego należy do najbardziej popularny zestawów dostępnych na rynku. Dren można odłączyć przy wkłuciu. Kaniula długości 9 mm jest najbardziej odpowiednia dla dorosłych, a dla dzieci oraz szczupłych dorosłych bardziej komfortowe może być stosowanie kaniuli o długości 6 mm.

- Zestaw infuzyjny o cienkim profilu
- Osłonka na igłę zapewniająca bezpieczne pozbycie się igły wprowadzającej
- Kąt założenia wkłucia 90°
- Możliwość rozłączenia przy wkłuciu
- Zatyczka (krążek) zabezpieczająca wkłucie przy odłączaniu pompy
- Kaniula teflonowa o długości 6 lub 9 mm
- Zintegrowany plaster mocujący
- Dren długości 60 lub 110 cm
- Możliwość użycia sertera Quick-serter®, by szybko, łatwo, praktycznie bezboleśnie i poprawnie wprowadzić wkłucie

Pasuje TYLKO do pomp MiniMed® 712, 715, 722, Veo, 640G

Sensor Enlite - Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Zaprojektowany dla wygody:

Mniejszy sensor - 69% redukcji rozmiaru, krótsza igła
Przeznaczony dla dorosłych i dla dzieci
6-dniowy

Producent: Medtronic