

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-infuzyjny-soft-release-st-p-1245.html>

Zestaw infuzyjny Soft Release ST

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Sooil

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Soft Release ST ma miękką kaniulę wprowadzaną pod kątem.

Cechy

Rurka

Zaprojektowany do użytku z pompą insulinową

Niski profil

Płaski kształt kopuły - ogranicza szarpanie odzieży

Taśma do mocowania ciała

Hipoalergiczna - ogranicza podrażnienie skóry.
Minimalizuje lepkie pozostałości taśmy.

Elastyczny cewnik

Teflon o grubości 24
19 mm kaniula z kątem pochylenia 15-30 stopni.

Opakowanie

Sterylnie, pojedynczo pakowane.

Długość kaniuli	19 mm	19 mm
Długość rurki	70 cm	110 cm