

Zestaw infuzyjny Easy Release II



Producent

Sooil

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Easy Release II do pompy insulinowej. Kaniula ze stali wysokiej jakości, przeznaczona do wbijania pod kątem 90 stopni.

Cechy

Rurka

Zaprojektowany do użytku z pompą insulinową
Mechanizm sprężynowy - łatwe rozłączanie / ponowne podłączanie
Miejsce odłączenia nie jest przy kaniuli - redukuje dyskomfort

Niski profil

Płaski kształt kopuły - ogranicza szarpanie odzieży

Taśma mocowania do ciała

Hipoalergiczna - ogranicza podrażnienie skóry.
Minimalizuje lepkie pozostałości taśmy.

Kaniula

Stal 27G

Wprowadzenia pod kątem 90 stopni.

Długości 7 mm i 9 mm

Opakowanie

Sterylnie, pojedynczo pakowane.

Długość kaniuli	7 mm	9 mm	7 mm	9 mm
Długość rurki	110 cm	110 cm	70 cm	70 cm