

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-quick-set-do-pomp-paradigm-p-585.html>

Zestaw Quick-set do pomp Paradigm



Producent

Medtronic

Opis produktu

Pasuje TYLKO do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo

Zestaw infuzyjny łączy w sobie łatwość obsługi oraz maksymalną wygodę. Charakteryzuje się osłonką na igłę zapewniającą bezpieczne pozbycie się igły wprowadzającej oraz możliwość odłączenia drenu przy wkłuciu. Zestaw infuzyjny Quick-set ma cienki profil i zawiera zintegrowany plaster mocujący oraz zatyczkę zabezpieczającą wkłucie przy odłączaniu pompy.

Kąt założenia wkłucia 90°

Zestaw Zestaw Quick-set do pomp Paradigm jest dostępny w kilku opcjach:

Kaniula teflonowa o długości: 6 lub 9 mm

Kaniula długości 9 mm jest najbardziej odpowiednia dla dorosłych.

Kaniula długości 6 mm bardziej komfortowa dla dzieci oraz szczupłych dorosłych.

Dren o różnej długości: 60 lub 110 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuly: 6 mm , 9 mm

Długość drenu: 60 cm , 110 cm