

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-silhouette-10-sztuk-4-sensory-p-1334.html>

Zestaw Silhouette 10 sztuk + 4 sensory

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Silhouette daje możliwość dostosowania kąta oraz głębokości założenia miękkiej kaniuli. Ma również rozłączenie przy elemencie wkłucia. Silhouette jest elastyczny i zapewnia wygodę, dlatego też poleca się go osobom bardzo szczupłym lub aktywnym, ponadto niemowlętom, dzieciom oraz ciężarnym.

- Cienki profil i zaokrąglony spód, by zmniejszyć ryzyko zahaczenia.
- Różnorodny kąt założenia wkłucia - od 20° do 45°.
- Założenie wkłucia pod kątem zapewnia stabilność i pomaga zapobiegać zaginaniu się.
- Słyszalny klik potwierdzający podłączenie.
- Rozłączenie przy wkłuciu.
- Zatyczka zabezpieczająca wkłucie przy odłączaniu pompy.
- Zintegrowany plaster mocujący.
- Do wyboru teflonowa kaniula długości 13 lub 17 mm.
- Przezroczyste okienko pozwalające na obserwację miejsca założenia wkłucia.
- Dren długości 60 lub 110cm.
- Możliwe zastosowanie sertera Sil-serter®, by szybko, łatwo, praktycznie bezboleśnie i poprawnie wprowadzić wkłucie.

Możliwość zakupu samych kaniul 13 i 17 mm

Zestaw infuzyjny TYLKO do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo, MiniMed 640G

Sensor Enlite - Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Zaprojektowany dla wygody:

Mniejszy sensor - 69% redukcji rozmiaru, krótsza igła

Przeznaczony dla dorosłych i dla dzieci

6-dniowy

Producent: Medtronic