

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-silhouette-do-pomp-paradigm-p-587.html>

Zestaw Silhouette do pomp Paradigm



Producent

Medtronic

Opis produktu

Bogate zalety zestawu infuzyjnego Silhouette czynią go doskonałym dla osób bardzo szczupłych lub aktywnych, niemowlaków, dzieci oraz ciężarnych. Możliwość dostosowania kąta oraz głębokości założenia miękkiej kaniuli oraz jest elastyczny i zapewnia wygodę.

Pasuje TYLKO do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo, MiniMed 640G.

Zestaw charakteryzuje się cienkim profilem i zaokrąglonym spodem, by zmniejszyć ryzyko zahaczenia, rozłączką przy wkłuciu, słyszalnym klikiem potwierdzającym podłączenie oraz przezroczystym okienkiem pozwalającym na obserwację miejsca założenia wkłucia.

Ponadto zestaw Silhouette ma zatyczkę zabezpieczającą wkłucie przy odłączaniu pompy i zintegrowany plaster mocujący.

Różnorodny kąt wkłucia – 20-45°. Założenie pod kątem zapewnia stabilność i pomaga zapobiegać zaginaniu się.

Do wyboru teflonowa kaniula długości:

- 13 mm
- 17 mm

Do wyboru dren długości:

- 60
- 110 cm

Producent: Medtronic

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuly: 13 mm , 17 mm

Długość drenu: 60 cm , 110 cm