

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-silhouette-z-koncowka-luer-p-588.html>

Zestaw Silhouette z końcówką Luer

Producent

Medtronic

Opis produktu

Bogate zalety zestawu infuzyjnego Silhouette czynią go doskonałym dla osób bardzo szczupłych lub aktywnych, niemowlaków, dzieci oraz ciężarnych. Możliwość dostosowania kąta oraz głębokości założenia miękkiej kaniuli oraz jest elastyczny i zapewnia wygodę.

Zestaw przeznaczony do stosowania w pompach MiniMed starej generacji (MiniMed® 507, 507C, 508, 508E, 508R). Istnieje możliwość użycia z pompą Accu-Chek Spirit Combo.

Zestaw charakteryzuje się cienkim profilem i zaokrąglonym spodem, by zmniejszyć ryzyko zahaczenia, rozłączką przy wkłuciu, słyszalnym klikiem potwierdzającym podłączenie oraz przezroczystym okienkiem pozwalającym na obserwację miejsca założenia wkłucia.

Ponadto zestaw Silhouette ma zatyczkę zabezpieczającą wkłucie przy odłączaniu pompy i zintegrowany plaster mocujący.

Różnorodny kąt wkłucia: od 20° do 45°. Założenie pod kątem zapewnia stabilność i pomaga zapobiegać zaginaniu się.

Zestaw infuzyjny NIE WSPÓŁPRACUJE z pompami Paradigm 712, 715, 722, Veo, MiniMed 640G.

Do wyboru teflonowa kaniula długości:

- 13 mm
- 17 mm

Do wyboru dren długości:

- 60
- 110 cm

Producent: Medtronic

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuly: 17 mm

Długość drenu: 60 cm , 110 cm