

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-sure-t-10-sztuk-4-sensory-enlite-p-1335.html>

Zestaw Sure-T 10 sztuk + 4 sensory Enlite

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Sure-T zawiera dodatkowy plaster, a więc dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem wkłucia (dodatkowy plaster znajduje się w miejscu złącza, około 10 cm od wkłucia). Zapewnia to większe bezpieczeństwo użytkowania. Wkłucie polecane dla małych dzieci i ciężarnych.

Pasuje tylko do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo, MiniMed 640G

Kąt wkłucia 90°

Cienka stalowa kaniula

Do wyboru kaniule o długości 6, 8 i 10 mm

Ochronna zatyczka do zabezpieczania wkłucia przy odłączaniu pompy

Wbudowany plaster

Dren długości 60 lub 80 cm

Dodatkowy plaster dla lepszego zabezpieczenia

Łagodne ręczne zakładanie wkłucia

Sensor Enlite - Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Zaprojektowany dla wygody:

Mniejszy sensor - 69% redukcji rozmiaru, krótsza igła

Przeznaczony dla dorosłych i dla dzieci

6-dniowy

Producent: Medtronic