

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-sure-t-do-pomp-paradigm-p-583.html>

Zestaw Sure-T do pomp Paradigm

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Sure-T z wkłuciem polecanym dla małych dzieci i ciężarnych. Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania przez dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem wkłucia dzięki plasterowi znajdującemu się w miejscu złącza, około 10 cm od wkłucia. W zestawie jest cienka stalowa kaniula i ochronna zatyczka do zabezpieczania wkłucia przy odłączaniu pompy.

Kąt wkłucia 90°

Pasuje TYLKO do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo

Zestawy dostępne z kaniulą o długości

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm

Zestawy dostępne z Dren długości

- 60 cm
- 80 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuli: 6 mm , 8 mm , 10 mm**Długość drenu:** 60 cm , 80 cm