

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-sure-t-z-koncowka-luer-p-584.html>

Zestaw Sure-T z końcówką Luer

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zestaw infuzyjny Sure-T z wkłuciem polecanym dla małych dzieci i ciężarnych. Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania przez dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem wkłucia dzięki plasterowi znajdującemu się w miejscu złącza, około 10 cm od wkłucia. W zestawie jest cienka stalowa kaniula i ochronna zatyczka do zabezpieczania wkłucia przy odłączaniu pompy.

Pasuje TYLKO do pomp Paradigm 712, 715, 722, Veo

Kąt wkłucia 90°

Zestawy dostępne z kaniule o długości:

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm

Zestawy dostępne z drenem długości:

- 60 cm
- 80 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość drenu: 60 cm , 80 cm

Długość kaniuly: 6 mm , 8 mm , 10 mm