

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-transmitter-guardian-2-link-serter-one-press-ladowarka-tester-p-1345.html>



Zestaw Transmitter Guardian 2 Link + Serter One-Press + ładowarka + Tester

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Medtronic

Opis produktu

Zestaw do zastosowania w ciągłym monitorowaniu glikemii. Najnowsze systemy pompy-glukometru-sensora działają w pełni automatycznie, dzięki czemu użytkownik może nawet przez dłuższy czas nie zajmować się osobistym monitorowaniem glukozy. Przy pomocy uzyskanych wyników można modyfikować działanie pompy infuzyjnej.

W skład zestawu wchodzi:

1. Ładowarka MMT-7715 do pomp MiniMed 640G, Paradigm Real-time, MiniMed Veo

Zasilana baterią alkaliczną 1,5V AAA LR03 (cienki paluszek). Nowa bateria alkaliczna starcza na 40 cykli ładowania.

Posiada dwie diody, które zapalają się i pulsują: zielona informuje o procesie ładowania i czerwona sygnalizująca ewentualne problemy w trakcie ładowania (np. słaba bateria w ładowarce).

2. Serter One-Press MMT-7512EEA do zakładania sensorów Enlite

3. Tester MMT-7726 do pomp MiniMed 640G, Paradigm Real-time, MiniMed Veo

Tester służy do sprawdzania, czy nadajnik działa! Jest on niezbędny do czyszczenia transmittera. Prawidłowe podłączenie testera do nadajnika umożliwia zabezpieczenie styków złącza transmittera przed kontaktem z płynami które mogą powodować korozję styków złącza i doprowadzić do nieprawidłowego działania transmittera.

4. Transmitter Guardian 2 Link